

16.04.2020

u/Ref: Jürgen Klostermayr, staatlich geprüfter Desinfektor



Bestätigung

BCL-Quat-Des

Desinfektionspräparat

ist in

4,0-%-igen Anwendungslösung

5,0-%-igen Anwendungslösung

7,5-%-igen Anwendungslösung

aufbewahrt in einem sauberen

PE-Kanister mit Verschluss

PE-Handsprühgerät

PE-Zerstäuber

Glas-Zerstäuber

**bis maximal 28 Tage haltbar
und zeigt
bei hoher organischer Belastung
eine ausreichende
bakterizide Wirkung**

BCL Aktiengesellschaft